

IL31

报告基因细胞

基本信息

宿主细胞：HEK293

表达基因：IL31RA

稳定性：30代（内部测试，不代表超过代次后不稳定）

冻存培养基：90% FBS+10% DMSO

培养基：DMEM+10%FBS+200ug/ml hygromycin+2ug/ml puromycin+5ug/ml blasticidin

储存方式：液氮

应用：功能(报告基因)检测

宿主细胞信息

种属：人源

组织：胚肾

疾病：正常

形态：上皮样


生长特性：贴壁

背景:


白细胞介素-31 (IL-31)是一种在人体中由IL-31基因编码的蛋白质。IL-31是一种炎症细胞因子，有助于触发细胞介导的对病原体的免疫。它还被确定为许多慢性炎症性疾病的主要参与者，包括特应性皮炎。

验证性数据

Dose response of Recombinant IL-31 in IL31 Effect or Reporter Cells



Inhibition of hIL31-induced Reporter Activity by Blocking Ab in IL31 Effect or Reporter Cells



产品名称	产品编号	规格	储存
IL31报告基因细胞	RGC002	1ml	液氮