

扁平电极

Flatpack Chambers

产品描述:

本产品被用于进行大体积的哺乳动物细胞的电穿孔或电融合实验，能够兼容多个品牌的电穿孔仪，包括 Bio-Rad, BTX, Eppendorf 等进口品牌和国产其他品牌。

该产品有以下特点:

- 1) 无菌性: 电极杯都在洁净间环境下封装、洗涤、加盖和包装，并经过 γ 射线灭菌;
- 2) 耐用性: 杯体结构坚固，能承受极高电压;
- 3) 平滑性: 金属片表面经过多步的蚀刻、抛光和清洗等程序处理，确保电场的均一性和稳定性。

产品规格:

货号 Cat NO.	清洁度 Clean Degree	容积 Volume	间距 Gap Size	包装 Package
FPC040-10	γ 射线辐照灭菌	4mL	6.9mm	10 个/包

使用说明:

1. 请用户根据实验情况自行设定电穿孔程序。
2. 本电极杯是一次性产品，不推荐反复多次使用。

如果您有需要，请随时联系我们:

电话: 021-31300851; 公司官网: www.qiwenbio.com